



Sinu tervise heaks

Tervise Abi OÜ
Ädala tn.11
Tallinn 10614
Eesti Vabariik

Tel. +372 673 7811
Fax. +372 673 7819
E-mail info@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee

Danske Bank
EE 183300333485740005

ERI PAKKUMINE HULGI KLIENDILE

2019a.

Hooldusvoodi kergendab abistaja tööd ja võimaldab nii voodi kasutajal kui abistajal vaid pulti kasutades lamaja asendit kohandada ja mugavamaks muuta.

1.Funktsionaalne voodi **Etude Medley Ergo** (Invacare Saksa), kandevõime 180kg, voodisse sobiva madratsi mõõtmed 90x200cm, neljafunktsionaalne

Voodil on:

- 1.Kolmeosaline lamamispind;
- 2.Elektriline kõrguse, põlve- ja peaosa reguleerimine kolme elektrimootori abil;
- 3.Elektriline seljaosa reguleerimine 0-70°
- 4.Sääreosa elektriline reguleerimine 0-24°
- 5.Jalaosa elektriline reguleerimine 0-11°
- 6.Trendelenburgi funktsioon 11°
- 7.Elektriline kõrguse reguleerimine normaalasendist allapoole 40cm põrandapinnast ja ülespoole 80cm;
- 8.Ratastel pidurdussüsteem;
- 9.Voodi laius koos küljetagedega 102cm;
- 10.Voodi pikkus normaalasendis 224cm;
- 11.Kandevõime 180kg; voodi kaal 64kg

Kaasas olev lisavarustus on:

- 1.Voodi raami peapoolele kinnitatav tõusmise abitugi koos kolmnurkse tõstmissangaga
- 2.Reguleeritavad voodi küljetoed puidu imitatsiooniga



Voodi hind **EUR 640.-** (sisaldab käibemaksu 20%)

2. Hügieeniline madrats vahtpolüuretaanist, ÜHEkihiline (Sanitized® antibakteriaalse töötusega madratsikate, poroloon mahukaal 35 kg/m³)

Mõõt: 90*200*12 cm


Hind: EUR 90-



3. Hügieeniline madrats vahtpolüuretaanist, kahekihiline (Sanitized® antibakteriaalse töötusega madratsikate, profileeritud pinnaga poroloon mahukaal 35 kg/m³)

Mõõt: 90*200*12 cm

Hind: EUR 117- (hind sisaldab käibemaksu 20%)



TEHNILINE KIRJELDUS

Sisu: vahtpolüuretaan 37-40-65 kg / m³ , tulekindel

Väline katteriie: hügieeniline madratsikott, polüester ja polüuretaan; Sanitized® antibakteriaalse töötusega. Oeko – Tex Standard 100 : testitud Centexbel-i poolt kahjulike ainete suhtes

DESINFITSEERIVATE AINETE TALUVUS

denatureeritud alkohol 90% alkohol + 10 % eeter

fugaten spray 70% etanool (608g/l) olien 7 (g/l) 5 minuti kontaktis

muud H.A.C – Reocid – Dettol – Lyorthol – Presept - Hycolin –

Clearsol – Indur Des

Pestav temperatuuril 95 ° C, 30 korda vastavalt ISO 6330

Autoklaav : hüdrostaatiline rõhk pärast 10 steriliseerimist : > 133 (Centexbel-i meetodil)

Sobiv kõikidele kehatüüpidele kuni 130 kg kaaluvatele inimestele

Hooldusjuhend:

Lihne ja kerge asetada voodisse, sobivad kõikidele vooditüüpidele, samuti puldiga juhitava voodile. Kanga pinda on kerge puhastada ja desinfitseerida med. asutuses olevate desinfitseerimisvahenditega, ning vajadusel pesta masinapesus.

4.Funktsionaalne hooldusvoodi Economic II (Burmeier Saksa), kandevõime 185kg, voodisse sobiva madratsi mõõtmed 90x200cm, neljafunktsiooniline

Voodil on:

- 1.Neljaosaline lamamispind;
- 2.Elektriline kõrguse, peaosa reguleerimine kahe elektrimootori abil;
- 3.Elektriline kõrguse reguleerimine 40-80cm
- 4.Elektriline seljaosa reguleerimine 0-72°
- 5.Jalaosa elektriline reguleerimine 0-11°
- 6.Ratastel pidurdussüsteem;
- 7.Voodi laius koos küljetugedega 101cm;
- 8.Voodi pikkus normaalasendis 212cm;
- 9.Kandevõime 185kg;

Kaasas olev lisavarustus on:

- 1.Voodi raami peapoolele kinnitatav tõusmise abitugi koos kolmnurkse tõstmissangaga
- 2.Reguleeritavad voodi küljetoed puidu imitatsiooniga



Hind tk 640.- EUR koos 20% käibemaksuga

Hind sisaldab transporti sihtkohta ja voodite paigaldust, kasutamise õpetust.

Tellimuse täitmise tähtaega 5-14 päeva.

Oleneb tarnija laoseisust.

Arve tasumise aeg 14 päeva.

Lugupidamisega,

Ligita Haavik
Tervise Abi OÜ
Ädala 8, 10614 Tallinn
56261130, 6 737 813
ligita@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee